



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia krótkofalowa EMS MEDI-LINK 70A (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 VA,
- Bateria podtrzymująca pamięć: 3.6 V / 140 mAh,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Częstotliwość fal emitujących: F= 27.12 MHz,
 - Moc szczytowa: 0 do 50 W,
 - Częstotliwość powtarzania impulsów: od 5 do 400 Hz,
 - Szerokość impulsu: od 20 do 400 µs,
 - Czas trwania zabiegu od 0 do 30 min.,
 - Wbudowany wyświetlacz: 240 x 128 pixeli,
 - Foliowany dotykowy panel sterowania,
 - Aplikator umieszczony na przegubowym ramieniu regulowanym w wielu płaszczyznach,
- **Całość umieszczona na mobilnym 4 kołowym dedykowanym wózku (2 koła hamujące),**
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, FR, GER,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Całkowite: 70 x 45 x 105 cm,
 - Wysuwanej półki: 23 x 26 cm,
- Waga: 22 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

