



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Unit okulistyczny INDO ANCAR/Lampa szczelinowa/Forofter (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji hiszpańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Unit okulistyczny INDO ANCAR:**
 - Regulowane ramię FOROPTERA w zakresie poziomym oraz pionowym,
 - Wysuw blatu operatora w bok w zakresie 37 cm,
 - Boczny panel operatora do sterowania funkcjami,
 - Możliwość obrotu fotela pacjenta w zakresie 90°,
 - Chowany stopień pacjenta,
 - Płynna regulacja natężenia światła głównej lampy,
 - Płynna regulacja natężenia światła za pomocą potencjometru,
 - **Forofter TOPCON VT-10:**
 - SPH: + 16.75 / 19.00D,
 - Asygmatyzm: 0 / -6.00,
 - Cylinder krzyżowy: +/- 0.25 D,
 - Rozstaw: 48 - 75 mm,
 - Pryzma: 0 - 20 mm (co jeden),
 - **Lampa szczelinowa INAMI L-0185:**
 - Źródło światła: lampa halogenowa 12 V o wysokiej jasności 50 W na górnym uchwycie (zimne światło),
 - **Zintegrowane filtry światła:**
 - Niebieski,
 - Bez czerwieni,
 - Pochłaniające ciepło,
 - Szary,
 - Okulary: 10x; 16x,
 - Szerokość szczeliny: 0 - 10 mm,
 - Długość szczeliny: 0 - 10 mm,
 - Kąt szczeliny: ±90°,
 - Zakres rozstawu źrenic: 52 - 90mm,
 - Średnica szczeliny: 0.2 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi lampy szczelinowej w języku angielskim (PDF),
 - Instrukcja obsługi foroftera w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Okular x10 (2 szt.),
- **Funkcja elektrycznej regulacji wysokości blatu wyłączona z użytku,**
- Wymiary:
 - Oparcie fotela pacjenta: 45 x 78 cm,
 - Siedzisko pacjenta: 46 x 48 cm,
 - Lampa oświetlająca unit na wysokości: 200 cm,
 - Błat operatora: 83.5 x 37 cm,
 - Całkowite: 196 x 150 x 200 cm,
- Waga: 205 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

