



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Urządzenie do magnetoterapii MAGENTUS 2 ACCURO (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Nowa tapicerka z atestem medycznym w kolorze zielonym (możliwość wymiany tapicerki z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Magnetus 2** to system bezprzewodowy do terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości,
- Dzięki elastycznej i otwartej architekturze, każdy z wyjściowych zestawów można w dowolnym momencie rozbugować o kolejne elementy i w prosty sposób samodzielnie skonfigurować,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Kształt zmian pola magnetycznego: prostokąt, trójkąt, sinus, półprostokąt, półtrójkąt, półsinus, przebieg łączony MIX,
 - Częstotliwość pola magnetycznego: 2 - 60 Hz,
 - Regulacja wypełnienia: 10 - 100%,
 - Max. indukcja (aplikator 30 cm): 12 mT (120 Gs),
 - Max. indukcja (aplikator 60 cm): 5 mT (50 Gs),
 - Czas zabiegu: 1 - 60 min,
 - Programy wbudowane: 56 w 3 seriach,
- **Wyposażenie:**
 - **Sterownik MAGNETUS 2** - zapewnia zdalną, bezprzewodową obsługę do czterech niezależnych kanałów zabiegowych. Prosty i intuicyjny w obsłudze, z menu w języku polskim. Umożliwia korzystanie z gotowych procedur terapeutycznych oraz samodzielną konfigurację parametrów zabiegowych,
 - **Generator** pola magnetycznego **MAGNETUS 2** - wyposażony w 3 uniwersalne gniazda rozpoznające automatycznie rodzaj aplikatora. Umożliwia pracę naprzemienną podłączonych do niego aplikatorów. Pojedynczy generator odpowiada za pracę jednego niezależnego kanału terapeutycznego. Przy zestawach wielokanałowych liczba generatorów odpowiada liczbie kanałów,
 - **Cewka C300** - aplikator szpulowy o średnicy 30 cm. Przeznaczony do zabiegów terapeutycznych w obrębie kończyn górnych oraz kończyn dolnych,
 - **Cewka C600** - aplikator szpulowy o średnicy 60 cm. Przeznaczony do zabiegów terapeutycznych w obrębie ud, bioder oraz tułowia,
 - **Leżanka do magnetoterapii** umożliwiająca montaż i przesuwanie poziome aplikatora o średnicy 60 cm. Konstrukcja aluminiowo - stalowa, wyposażona w specjalny system prowadnic zapewniających łatwe przemieszczanie aplikatora w płaszczyźnie poziomej. Leżysko tapicerowane, odporne na pot, ślinę oraz środki dezynfekujące.
- **Cechy urządzenia:**
 - 4 niezależne kanały zabiegowe (każdy kanał wymaga oddzielnego generatora),
 - Bezprzewodowa, radiowa komunikacja,
 - 6 kształtów przebiegu oraz przebieg łączony MIX,
 - Gotowe procedury terapeutyczne, podzielone na 3 fazy w seriach zabiegu,
 - Funkcja modulacji indukcji magnetycznej oraz częstotliwości w czasie zabiegu,
 - Regulacja wypełnienia emisji pola magnetycznego,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewody zasilające,
 - Generator,
 - Sterownik,
 - Aplikator 30 cm,
 - Leżanka + aplikator 60 cm,
 - Zagłówek,
- Wymiary całkowite: 165 x 70 x 95 cm,
- Waga całkowita 60 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

