



Diatermia naczyniowa VALLEYLAB LIGASURE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 480 VA,
- System uszczelniania naczyń Valleylab LigaSure zapewnia trwałe zamknięcie naczyń. Technologia systemu Valleylab LigaSure zastępuje prawie wszystkie inne narzędzia hemostatyczne, ponieważ nie tylko podwiązuje naczynia, ale w rzeczywistości łączy ściany naczyń, tworząc trwałe uszczelnienie,
- **Cechy:**
 - Trwale łączy naczynia o średnicy do 7 mm włącznie i wiązki tkanek bez rozcinania i izolacji,
 - Średni cykl zgrzewania wynosi od 2 do 4 sekund,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim(PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Bipolarny załącznik nożny,
 - Monopolarny załącznik nożny,
- Wymiary:
 - 39 x 40.5 x 12.7 cm,
- Waga: 6 kg,
- Kat 01,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

