



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna ERBE VIO 300 S (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **ERBE VIO 300S** zapewnia automatyczne dozowanie mocy
- wyjściowej we wszystkich wykorzystywanych obecnie technologiach jej regulacji:
 - Regulacja napięcia dla oszczędnego, powtarzalnego cięcia i koagulacji,
 - Regulacja łuku – iskry dla cięcia wysoko energetycznego, koagulacji oraz cięcia wykonywanych w płynach,
 - Regulacja mocy wyjściowej w celu zachowania jej stałego poziomu podczas koagulacji i dewitalizacji,
 - Koncepcja obsługi sytemu VIO 300 S pozwala użytkownikowi na szybkie i bezpośrednie uzyskanie dostępu do parametrów pracy zapisanych w programie. Zmiany efektu tkankowego i mocy wyjściowej mogą zostać dokonane w prosty sposób, bezpośrednio przyciskami + / - ,
- **Funkcje:**
 - Systemu VIO 300 S umożliwia dokonywanie jednoczesnej aktywacji dwóch niezależnych instrumentów monopolarnych,
 - **Koagulacja monopolarna:**
 - SOFT COAG,
 - SWIFT COAG,
 - FORCED COAG,
 - SPRAY COAG,
 - **Koagulacja bipolarna SOFT COAG,**
 - **Dla zapewnienia optymalnej koagulacji:**
 - Regulacja mocy wyjściowej za pośrednictwem regulacji napięcia: koagulacja z optymalną mocą wyjściową,
 - Regulacja mocy do szybkiej koagulacji, bez przywierania i karbonizacji tkanki,
 - Nowo opracowane efekty koagulacji,
 - Funkcja AUTO START i AUTO STOP,
 - Podwójna koagulacja TWIN COAG: jednoczesna aktywacja i preparacja 2 instrumentami,
 - Powtarzalna regulacja efektów tkankowych,
 - SWIFT COAG: koagulacja z regulacją napięcia przeznaczona do preparacji, z efektem wyraźnej hemostazy przy minimalnym uwalnianiu się dymu,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Maksymalna moc wyjściowa cięcia HF: 300 W dla 500 Ohm,
 - Moc maksymalna koagulacji HF: do 200 W,
 - System bezpieczeństwa NESSY,
 - Częstotliwość: 350 kHz,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Adapter ERBE VIO/ICC-footswitch,
 - Sterownik nożny CUT / COAG,
 - Fabrycznie nowy przewód elektrody monopolarnej z uchwytem JackKNIFE - dwa przyciski, trzonek 4 mm (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Przewód bipolarny, szczypce BOWA (**możliwość doposażenia w pęsetę bipolarną za dodatkową opłatą**),
 - Fabrycznie nowy przewód z klipsem BOWA do jednorazowych elektrod neutralnych (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- Wymiary urządzenia: 41 x 37 x 16 cm,
- Waga: 8.8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

