



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ogrzewacz pacjenta THERMOGEAR CHILL BUSTER 8001 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 12 V / 7 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 5 W,
- **Specyfikacja:**
 - Płynna regulacja temperatury w zakresie: 20 – 40.5°C,
 - Posiada wizualne i akustyczne alarmy - kontrolka POWER, ładowania, niskiego poziomu naładowania akumulatora,
 - Maksymalna długość pracy na naładowanym akumulatorze: do 3 godzin,
 - Możliwość powieszenia na ramie łóżka,
- **W zestawie:**
 - Mata grzewcza o wymiarach: 76 x 152 cm,
 - 2 szt. - pokrowce,
 - Zasilacz,
 - Kabel zasilający,
 - Ładowarka samochodowa 12 V zasilająca urządzenie,
 - Przenośna dedykowana torba,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
- Wymiary: 23 x 42 x 20 cm,
- Waga: 7 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

