



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek endoskopowy OLYMPUS WM-NP1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Olympus WM-NP1** jest stabilnym i wytrzymałym wózkiem przystosowanym do przenoszenia endoskopów i delikatnych sprzętów medycznych,

Posiada:

- Górny blat o wymiarach: 47 x 38 cm,
- Dolny blat o wymiarach: 47,5 x 56 cm,
- 2 półki o wymiarach 40 x 54 cm z manualną regulacją wysokości (co 1,5 - 2 cm) za pomocą śrub imbusowych,
- Uchwyty ułatwiające przesuwanie wózka,
- Uchwyt na endoskop z manualną regulacją wysokości,
- Uchwyt monitora z regulacją wysokości w zakresie 20 cm (6 punktów co 3,5 cm),
- Instalację elektryczną, 12 gniazd zasilających dla przewożonej aparatury medycznej,

Cechy produktu:

- Włącznik zasilania na froncie wózka,
- Odpinana tylna ścianka wózka ułatwia zarządzanie przewodami,
- Przewody zasilające estetycznie ukryte w panelach na bokach wózka,
- Narożniki półek zabezpieczone ochronnymi nakładkami, a krawędzie nad kołami ogumieniem,
- Mobilny na czterech kółkach o Ø 12 cm, w tym dwa z hamulcami,

W zestawie:

- 5 szt. - przewód zasilający,
- Wymiary: 67 x 66 x 166/200 cm,
- Waga: 86.5 KG,
- Kat 03,

Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,

Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,

Gwarancja:

- **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
- **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
- **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

