



Kaseta okulistyczna OPTA KATOWICE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Kaseta okulistyczna** jest zestawem soczewek o różnej mocy, które wraz z oprawą próbną służą do badania wzroku oraz doboru odpowiednich okularów,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - 32 pary soczewek sferycznych o mocy dodatniej i ujemnej:
 - 0,25 D – 3,00 D, z krokiem co 0,25 D,
 - 3,50 D – 8,00 D, z krokiem co 0,50 D,
 - 9,00 D – 16,00 D, z krokiem co 1,00 D,
 - 18,00 D i 20,00 D,
 - 20 par soczewek cylindrycznych o mocy dodatniej i ujemnej:
 - 0,25 D – 4,00 D, z krokiem co 0,25 D,
 - 4,50 D – 6,00 D z krokiem co 0,50 D,
 - 10 soczewek pryzmatycznych od 1 prdptr do 8 prdptr,
- **W zestawie:**
 - Oprawa próbna:
 - Posiada miejsca na 3 pary soczewek,
 - Średnica pasującej soczewki: Ø 38 mm,
 - Regulacja długości zauszników oraz rozstawu,
- **Brak 4 par strefy sferycznej ujemnej (-),**
- **Brak 2 par oraz 1 soczewki strefy sferycznej dodatniej (+),**
- **Brak 1 pary oraz 1 soczewki w strefie prdptr,**
- **Brak 1 soczewki w strefie filtrów,**
- Wymiary całkowite: 52 x 39 x 7 cm,
- Waga: 2.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

