



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Inkubator CO2 HERAEUS BBD 6220 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1.2 kW,
- **Inkubator HERAEUS CO2 BBD 6220** oferuje najwyższy standard zabezpieczenia przed najróżniejszymi skażeniami oraz zapewnia stabilne warunki wzrostu. Przystosowany do pracy z patogenami,
- Histereza: 0.2°C,
- Zakres temperatur od +5°C powyżej temperatury pomieszczenia do +50°C,
- Wilgotność względna powyżej 95%,
- Stężenie CO2 pomiędzy 0 - 20% pod kontrolą mikroprocesora,
- Sterylizacja gorącym powietrzem zarówno powierzchni wewnętrznej, jak i czujników w temperaturze 180°C, co efektywnie eliminuje bakterie, grzyby i przetrwalniki,
- Zbiornik wody umieszczony na zewnątrz komory - woda do nawilżania jest sterylizowana,
- System kontrolujący temperaturę "Heraeus CO2 Autozero",
- Sonda pojemnościowa reguluje wilgotność w zakresie od 60 do 95% rH,
- Drugi całkowicie niezależny sterownik z własnym czujnikiem temperatury przejmuje funkcje w przypadku awarii,
- Alarm audiowizualny i diagnostyka ostrzegają o wszelkich odchyleniach od ustawionych parametrów,
- Pojemność: 220 litrów,
- Komora wykonana ze stali nierdzewnej, z okrągłymi kątami, co ułatwia jej czyszczenie,
- Wyposażony w 3 półki z możliwością regulacji wysokości,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - 3 półki o wymiarach: 50 x 56 cm,
 - Pojemnik na wodę z mocowaniem,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Ogólne: 92 x 86 x 78 cm,
 - Komory: 52 x 56 x 66 cm,
- Waga: 105 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

