



Video-procesor RICHARD WOLF 5501.101 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Złącza:**
 - Remote,
 - VIDEO OUT,
 - S-VIDEO OUT,
 - Wzrost regulacji,
 - Automatyczna kontrola bieli,
 - Foliowany panel sterowania,
- **Wyposażeniu VIDEO-PROCESORA kamera endoskopowa R.WOLF 5501.901,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Kamera endoskopowa R.WOLF,
- Wymiary całkowite: 32 x 24 x 12 cm,
- Waga: 2.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

