



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek transportowy ANETIC AID QA4 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V 4.5 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Anetic Aid QA4** jest funkcjonalnym wózkiem transportowym mogącym służyć jako stół operacyjny dzięki licznym funkcjom,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na nową za dodatkową opłatą),**
- Leże z podwójnie laminowanej wzmocnionej płyty HPL,
- Materac pokryty wodoszczelną, antybakteryjną powłoką,
- **Manualna regulacja:**
 - Zagłówka w zakresie (-30)° / 0° / 25°,
 - Przechyłu bocznego w zakresie 12° za pomocą korby,
- **Sterowanie elektryczne za pomocą pilota:**
 - Wysokości w zakresie 68 - 108 cm,
 - Kąta nachylenia oparcia w zakresie 65°,
 - Przesuwu wzdłużnego w zakresie 45 cm,
 - Zmiany kierunku leżenia pacjenta względem kolumny stołu: pozycja Trendelenburga w zakresie 20° i anty - Trendelenburga w zakresie 12°,
- **Wyposażony w:**
 - Uchwyty po obu stronach zagłówka do wygodnego prowadzenia łóżka,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Żłobienie w podstawie na butlę z tlenem,
 - 2 wygodne hamulce po obu stronach łóżka,
 - Kółko kierunkowe z dźwignią,
 - 2 krążki odbojowe,
 - Uchwyt awaryjny pozwalający użytkownikowi na natychmiastowe opuszczenie oparcia w razie nagłej potrzeby,
 - Obustronne barierki z możliwością chowania,
- Stół przystosowany do ramienia C,
- Możliwość demontażu segmentu nóg oraz zagłówka,
- Stół posiada przezierność X - RAY,
- Mobilny, na 4 podwójnych kołach o Ø 15 cm,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Sterujący pilot przewodowy,
 - Kropiółka z możliwością demontażu o wymiarach 66 cm,
- Wymiary:
 - Ogólne: 211 x 80 x 68/108 cm,
 - Leża: 200 x 59 x 8.5 cm,
- Maksymalny udźwig:
 - Łóżka: 190 kg,
 - Segmentu głowy: 50 kg,
 - Segmentu nóg: 25 kg,
- Waga: 153 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesięcy na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

