



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa zabiegowa FAMED ŻYWIEC SCAN LUX LB-01 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 wbudowane nowe akumulatory 12 V / 7.2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 100 W,
- Żarówka halogenowa: 22.8 V / 50 W,
- Lampa zabiegowa **SCAN-LUX** przeznaczona jest do oświetlania pola operacyjnego podczas wykonywania zabiegów diagnostycznych, terapeutycznych i kosmetycznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Natężenie światła: 45.000 ± 5.000 lux,
 - Współczynnik oddawania barw: $Ra\ 96 \pm 1$,
 - Średnica pola operacyjnego: 13 – 19 cm (± 3 cm),
 - Temperatura barwowa: $4200 \pm 200K$,
 - Natężenie napromieniowania: $270W/m^2$,
 - Regulacja wartości natężenia światła: 50 – 100%,
 - Regulacja wysokości klosza lampy w zakresie: 81 – 184 cm,
 - Swobodna regulacja obrotu ramienia lampy na boki,
 - Swobodna regulacja klosza lampy wokół własnej osi,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Zasilacz,
- Wymiary: 90 x 90 x 188/230 cm,
- Waga: 21 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

