



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Polomierz (perymetr) OPTOPOL PTS-900 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Oprogramowanie: PTS-910,
- Automatyczny perymetry PTS-900 jest przyrządem diagnostycznym umożliwiającym precyzyjne i szybkie badanie pola widzenia za pomocą bodźców statycznych,
- W zależności od wybranej strategii badania, umożliwia określenie progu czułości siatkówki w danym obszarze, a także wykonanie badania przesiewowego,
- Wynik testu prezentowany jest w postaci czterech łatwych do interpretacji wykresów graficznych, wydruk wyniku testu zawiera także dodatkowe informacje pomocne w interpretacji,
- Wbudowana cyfrowa kamera umożliwia wykrywanie wzroku podczas badania oraz podczas ustalania pozycji pacjenta,
- Dzięki automatycznemu wykrywaniu położenia źrenic – umożliwia ciągłą automatykę kontroli fiksacji,
- Automatycznie sterowany podbródek umożliwia precyzyjne i dokładne ustawienie prawidłowej pozycji pacjenta,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Liczba punktów testowych: 168,
 - Zakres pola testowego: 100° (160° test kierowcy),
 - Technika perymetru: statyczna,
 - Wielkość bodźca wg. skali Goldmana: III,
 - Źródło bodźca: LED 565 nm,
 - Natężenie bodźca: Od 0.03 asb do 1000 asb (stopniowo po 3 dB),
 - Kontrola fiksacji:
 - Śledzenie wzroku,
 - Video-monitorowanie oka,
 - Monitorowanie martwego pola,
- Czas reakcji pacjenta: Od 0.1 do 7.5 s,
- Oświetlanie tła: 10 asb – kolor biały,
- **Pole testowe:**
 - Centralne: 30°,
 - Pełne: 50°,
 - Peryferyjne: Od 30° do 50°,
 - Plamkowe: Od 22° do 50°,
 - Rozszerzone: nosowe 50° / tymczasowe 80°,
 - Szybkie: 30°,
 - Określony przez użytkownika: do 50°,
 - Lornetkowy test kierowcy (obuoczny 160°, pionowy 100°),
- **Strategie:**
 - Progowa,
 - Szybko progowa,
 - Przesiewowa,
 - 3-strefowa,
 - Neurologiczna,
 - BSV,
 - Czułości przestrzennej,
 - Migotania,
 - BDT,
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, RU, CS, EN, FR, DE, IT, LT, PT, LV, SR, SK, ES,**
- **Wyposażenie:**
 - **Komputer PC:**
 - System operacyjny: Windows 7,
 - Procesor: Pentium E6700 3.20 GHz,
 - Ram: 2 GB,
 - Dysk: 80 GB,
 - **Możliwość wyboru menu w języku: polskim,**
 - **Monitor LG,**
 - Przekątna w calach: 18.5",
 - Rozdzielczość: 1366 x 768 px,
 - Czas reakcji: 5 ms,
 - Rodzaj panelu: TN,
 - **Drukarka CANON,**
- Oprzyrządowanie na mobilnym stoliku 4 kołowym (2 koła hamujące) o wymiarach blatu: 55 x 110 cm,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Klawiatura,
 - Mysz,
 - Drukarka,
 - Przycisk pacjenta,
 - Zasłona na oko,
- Wymiary:
 - Perymetru: 55 x 40 x 67 cm,
 - Całkowite: 55 x 110 x 153 cm,
- Waga całkowita: 65 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

