



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel okulistyczny SCHWIND (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 396 VA,
- **Nowa tapicerka z atestem medycznym w kolorze szarym,**
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Manualna regulacja:**
 - Wysokość zagłówek: 30 cm,
 - Swobodna regulacja przechyłu zagłówek,
 - Regulacja przechyłu oparcia pleców w zakresie: + 82° / 0° / - 16°,
 - **Elektryczna regulacja:**
 - Regulacja wysokości za pomocą sterownika nożnego w zakresie: 49 – 67 cm,
 - **Chowany stopień pacjenta,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Sterownik nożny,
- **Wymiary:**
 - Zagłówek: 34 x 21 cm,
 - Oparcie pleców: 46 x 52 cm,
 - Siedzisko: 48 x 40 cm,
 - Całkowite: 62 x 70 x 115/133 cm,
- Waga: 55 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

