



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek do transportu zwłok PRAISTECH (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Wózek przeznaczony do transportu zwłok wykonany z stali nierdzewnej,
- Przenośny blat osadzony na mobilnej podstawie wyposażonej w 4 kółka (z hamulcem),
- Uchwyty boczne / przód - tył do ułatwienia transportu,
- **W zestawie:**
 - Linki mocujące kopułę wózka,
- **Wymiary:**
 - Blatu: 51 x 190 cm,
 - Całkowite: 70 x 215 x 110 cm,
- Waga: 40 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

