



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Defibrylator MEDTRONIC LIFEPAK 20 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowany akumulator,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 120 VA,
- **Możliwość wyboru menu w języku:** PL, EN, FR, DE, ES, SV, IT, DA, PT, ZH, CS, RU, JA, HU, KO, NL, NO, FI,
- **Lifepak 20** jest dwufazowym, przenośnym defibrylatorem, stanowiącym kompletny system reagowania w ostrych stanach kardiologicznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Tryb AED,**
 - **Synchronizacja,**
 - **Monitorowanie parametrów EKG,**
 - Czytelny wyświetlacz o przekątnej 6.2",
 - Wbudowaną drukarkę (szerokość papieru: 50 mm),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Przewód EKG 10 – odprowadzeniowy,
 - Przewód AED,
- Wymiary: 26 x 24 x 21 cm,
- Waga: 6.5 kg,
- Kat D135,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

