



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybierański
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat EKG ASPEL ASCARD RED3 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2012 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator Li-Ion 8.4 V / 2600 mAh,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 60 VA,
- Elektrokardiograf **AsCARD Red3** to innowacyjne rozwiązanie techniczne zapewniające najwyższą jakość i dokładność badań. Dzięki zastosowaniu panelu dotykowego, intuicyjnemu menu oraz przejrzystej klawiaturze funkcyjnej obsługa urządzenia jest niezwykle łatwa i przyjemna. Niewielkie kompaktowe gabaryty, niska waga oraz zasilanie akumulatorowe, dodatkowo czynią urządzenie mobilnym i wygodnym w użytkowaniu,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Automatyczna analiza i interpretacja,
 - Prezentacja na wyświetlaczu przebiegów z 12 odprowadzeń EKG,
 - Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów,
 - Klawiatura z przyciskami funkcyjnymi,
 - Menu wyświetlane na ekranie umożliwiające łatwą obsługę za pomocą panelu dotykowego,
 - Baza 10 ostatnich badań,
 - Wykonanie do 130 automatycznych badań na pracy akumulatorowej,
 - Detekcja stymulatora serca,
 - Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu,
 - Dźwiękowa sygnalizacja częstości akcji serca,
 - Aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu,
 - Automatyczna analiza i interpretacja,
 - Filtr zakłóceń sieciowych: 50Hz/60Hz,
 - Filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz,
 - Filtr izolacji; do wyboru filtry: 0,15Hz, 0,45Hz, 0,75Hz, 1,5Hz,
 - Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału,
 - Ustawianie dokładności wydruku (grubość linii drukowanych krzywych),
 - Interfejs USB do komunikacji z pamięciami typu PenDrive, umożliwiający bezpośrednio z aparatu zapis badań na nośniku typu PenDrive w standardzie CardioTEKA i późniejszą jego automatyczną analizę i interpretację w oprogramowaniu CardioTEKA,
 - Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci opisów badań, z możliwością edycji danych komentujących badanie,
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Elektrody kończynowe klipsowe EKK – 4 szt.,
 - Elektrody przyssawkowe EPP – 6 szt.,
 - Przewód EKG 10 – odprowadzeniowy,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 28 x 47 x 12 cm,
- Waga: 3 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

