



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Głowa kamery OLYMPUS OTV SP1H NA 12Q (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Głowice kamer **OLYMPUS OTV-SP1H-NA-12Q** wysokiej jakości sprzęt medyczny, z którego codziennie korzystają lekarze na całym świecie, pomagając tysiącom pacjentów. Prezentowany model **OTV-SP1H-NA-12Q** został stworzony przez firmę OLYMPUS z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
- Wbudowane 3 przełączniki zdalnego sterowania,
- Sterylizacja / dezynfekcja:
 - Możliwa sterylizacja tlenkiem etylu oraz parą (autoklaw),
 - Możliwość dezynfekcji w roztworze środka dezynfekującego,
- Wymiary:
 - Długość kabla: 4 m,
- Waga: 0.3 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

