



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Głowa kamery OLYMPUS OTV-S6H-NA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Kamera **OLYMPUS OTV-S6H-NA** wysokiej jakości sprzęt medyczny, z którego codziennie korzystają lekarze na całym świecie, pomagając tysiącom pacjentów. Prezentowany model **OTV-S6H-NA** został stworzony przez firmę OLYMPUS z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
- Wbudowane 2 przyciski zdalnego sterowania,
- Doposażony adapter **OLYMPUS ART-T12QA**,
- Dezynfekcja / sterylizacja:
 - Możliwość sterylizacji tlenkiem etylu,
 - Możliwość sterylizacji parą (autoklaw),
 - Możliwość dezynfekcji adaptera za pomocą roztworu środka dezynfekującego,
- W zestawie:
 - Pojemnik OLYMPUS do sterylizacji,
- Wymiary:
 - Długość kabla: 4 m,
- Waga: 0.3 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

