



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw wiertarka/piła chirurgiczna MICROAIRE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: zadowalający,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zestaw chirurgiczny **MICROAIRE** jest oprzyrządowaniem który znacząco ułatwia i przyspiesza wykonywanie precyzyjnych zabiegów chirurgicznych. Wysoka wydajność, trwałość i ergonomiczna konstrukcja czynią ją nieocenionym narzędziem w rękach profesjonalistów medycznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Pneumatyczna wiertarka / rozwiertak MICROAIRE 7100-200:**
 - Szybkość wiercenia: 750 RPM,
 - Moment obrotowy: 5.6 Nm.,
 - Szybkość rozwiercania otworów: 250 RPM,
 - Moment obrotowy rozwiercania: 16.9 Nm.,
 - **Pneumatyczna piła wahadłowa MICROAIRE 7200-200:**
 - Szybkość piły: 13.000 cpm.,
 - Łuk: 4.5°,
 - 12-pozycyjna rotacja,
 - Zatraskowy system blokowania ostrza,
 - **Wkrętak pinowy 7100-045:**
 - Prędkość operacyjna: 750 RPM.,
 - Akceptowalne średnice:
 - Od 1.6 mm do 2.8 mm,
 - **Szybko złączka 7100-006:**
 - Szybkość operacyjna: 750 RPM.,
 - **Sprzęgacz prosty bez kluczowy 1/4" 7100-004:**
 - Prędkość operacyjna: 750 RPM.,
 - **Sprzęgacz (z kluczem) 7100-003:**
 - Prędkość operacyjna: 750 RPM.,
 - **Łącznik wiertła kanałowego 7100-008:**
 - Prędkość operacyjna: 250 RPM.,
- **Oprzyrządowanie umieszczone w sterylnej skrzyni zamykanej na klipsy z uchwytami do swobodnego przenoszenia,**
- **W zestawie:**
 - Pneumatyczna wiertarka / rozwiertak MICROAIRE 7105-200,
 - Pneumatyczna piła wahadłowa 7200-200,
 - Wkrętak pinowy 7100-045,
 - Łącznik rozwiertaka 7100-008,
 - Szybko złączka 7100-006,
 - Sprzęgacz (z kluczem) 7100-003,
 - Przewód powietrzny 9201-000,
 - Klucz do wiertła,
 - Sterylna skrzynka z uchwytami,
- Wymiary całkowite oprzyrządowania: 60 x 28 x 16 cm,
- Waga całkowita: 8 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

