



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Biometr optyczny ZEISS IOL MASTER (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 90 VA,
- Wersja oprogramowania: 5.0.4.,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Długość osiowa:
 - Obszar: 14 – 40 mm,
 - Skalowanie wyświetlacza: 0.01 mm,
 - Keratometr:
 - Obszar: 5 – 10 mm,
 - Skalowanie wyświetlacza: 0.01mm,
 - Głębokość komory przedniej:
 - Obszar: 1.5 – 6.5 mm,
 - Skalowanie wyświetlacza: 0.01 mm,
 - Białą od białego:
 - Obszar: 8 – 16 mm,
 - Skalowanie wyświetlacza: 0.1 mm,
 - Regulacja oparcia podbródka w zakresie: 20 – 26 cm,
- **Możliwość wyboru menu w języku: DE, EN, FR, ES, IT, SE,**
- **W zestawie:**
 - Drukarka HP DESKJET 5150,
 - Przewodowa klawiatura oraz mysz,
 - Sztuczne oko IOL Master,
 - Mobilny stolik CARL ZEISS z możliwością elektrycznej regulacji wysokości w zakresie: 64 – 92 cm,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewody zasilające,
- Wymiary:
 - Błatu: 90 x 42 cm,
 - Biometr: 32 x 40 x 58 cm,
 - Całkowite: 90 x 55 x 123 cm,
- Waga całkowita: 55 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON