



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Głowica sektorowa PHILIPS S4-2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Zakres częstotliwości: 2 – MHz,
 - Pole widzenia: 90°,
 - **Liczba elementów: 80,**
 - **Obsługiwane tryby: 2D, CW, fala impulsowa,** kolorowy Doppler, Doppler tkankowy, XRES, AutoSCAN, iSCAN i obrazowanie harmoniczne,
 - Przeznaczona do zastosowania w echokardiografii u dorosłych, jamy brzusznej, echokardiografii dziecięcej i TCD,
 - **Typ sondy:**
 - **Sektorowa,**
 - **Szerokopasmowa,**
- Wymiary: 8 x 3.5 x 2 cm,
- Waga: 0.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

