



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Inkubator MELAG INCUBAT 85 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 140 W,
- **Incubat 85** jest kompaktowym inkubatorem umożliwiającym osiągnięcie wymaganych temperatur inkubacji dla wszystkich laboratoryjnych procesów cieplnych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Komora o pojemności 7.2 L,
 - Posiada wbudowany termometr o zakresie 0 - 100 ° C,
 - Płynna regulacja temperatury w zakresie + 5° C powyżej temperatury otoczenia (minimum 30° C) do 60° C,
 - Szklane drzwi pozwalają na obserwację procesu bez utraty temperatury,
 - **Wyposażony w:**
 - 2 x tackę o wymiarach 14 x 11.5 x 8 cm na 30 probówek o średnicy 16 mm,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- **Wymiary:**
 - Ogólne: 27 x 22 x 43 cm,
 - Komory: 17 x 15.5 x 38 cm,
- Waga: 5.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



