



Lampa terapeutyczna WALDMAN UV181 - UV200 AL (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Model ten przeznaczony jest do badania małych odcinków kończyn. Podstawowy model UV181 przeznaczony jest do terapii dłoni oraz dolnej części kończyn dolnych. Posiada również wbudowane urządzenie wentylacyjne minimalizujące temperaturę powierzchni i podobnie jak UV200AL służy do leczenia dłoni oraz ramion,
- Poprzez częściowe naświetlanie ciała urządzeniem UV181 i UV 200 można skutecznie leczyć schorzenia dłoni (np. atopowy wyprysk dłoni) i podeszwy stóp,
- Model UV181 z możliwością regulacji nachylenia poziomego w zakresie: 0 / 90°,
- Dzięki wbudowanemu zegarowi LCD dawki można wprowadzić w dżulach na cm² lub minutach/sekundach,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 64 x 70 x 125 cm,
- Waga: 83 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

