



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Taboret stomatologiczny TS-4 STOMMED (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze ciemno - niebieskim (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów),**
- Wysokość regulowana za pomocą siłownika gazowego,
- Płynna regulacja wysokości w zakresie: 51 – 65 cm,
- Regulacja przesuwu bocznego oparcia pleców w zakresie 10 cm,
- Mobilny na 5 ramiennej podstawie,
- Wymiary:
 - Podstawa o średnicy 58 cm,
 - Siedzisko: Ø 38 cm,
 - Całkowite: 58 x 58 x 78/92 cm,
- Waga: 10 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

