



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa zabiegowa LED EMALED 200 M PLUS (Mobilna z baterią) (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji niemieckiej,
- Lampa mobilna (podstawa jezdna z baterią),
- **Zalety i cechy lampy:**
 - Mobilna lampa EMALED 200M PLUS charakteryzuje się zintegrowanym zasilaniem awaryjnym i dlatego może być stosowana do 24 godzin bez połączenia sieciowego,
 - Bardzo dobrze sprawdza się w pomieszczeniach do badań i zabiegów,
 - Wysoka mobilność i dobre ustawienie korpusu,
 - Światło o wysokim kontraście i niskim zużyciu energii,
 - Brak ruchomych części w głowicy lampy,
 - Bezcieniowe oświetlenie i dobre odwzorowanie kolorów,
 - Niskie zużycie energii światła próbnego o mocy zaledwie 10-15 W,
 - Długa żywotność diod LED wynosząca minimum 50 000 godzin zapewniają niskie koszty eksploatacji,
 - Niskie koszty serwisowe i długa żywotność zapewniają bezpieczną eksploatację i niskie koszty konserwacji,
 - Aluminiowa obudowa pokryta proszkiem,
 - Wysoka mobilność i dobre ustawienie korpusu lampy,
 - Ledwo zauważalne nagrzewanie głowy lampy,
 - Naturalne odwzorowanie kolorów,
 - 3-stopniowa regulacja jasności,
 - Dołączone są dwa uchwyty autoklawowalne (dodatkowe uchwyty można zamawiać w dowolnym momencie),
- Dane techniczne:
 - Maksymalne natężenie światła (na 1 m): 70 000 lx,
 - Intensywność oświetlenia: 30 - 100 %,
 - Dystans operacyjny: 70 - 140 cm,
 - Średnica pola świetlnego: 14 cm,
 - Temperatura barwowa: 4 500 K,
 - Współczynnik odwzorowania barw 95 Ra,
 - Trwałość diod Led 50 000 h,
 - Średnica czaszy 24cm,
 - 7 diod Led,
 - Stała ogniskowa,
 - Napięcie główne: 230 V,
 - Częstotliwość 50 - 60 Hz,
 - Moc głowicy lampy 10VA,
 - Waga głowicy lampy 1 kg,
 - Waga całkowita 37 kg,
- W zestawie podstawa jezdna z zasilaczem 230V, Obracana podstawa, ramię sprężynowe, ładowarka z akumulatorem oraz głowica EMALED 200
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

