



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa LED LID - Julia (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji francuskiej,
- Lampa Julia o unikalnym designie z dwoma mocnymi wiązkami światła (10° i 25°), które można naprzemiennie włączać za pomocą dwupozycyjnego przełącznika,
- Wiązka 10° zapewnia mocne, skoncentrowane i precyzyjne oświetlenie, idealne do badań miejscowych,
- Wiązka 25° zapewnia rozproszone i jednorodne oświetlenie podczas badań na dużym obszarze,
- Ergonomiczny uchwyt zapewnia szybkie i precyzyjne pozycjonowanie w każdych okolicznościach,
- **Dane techniczne:**
 - Natężenie światła: 740 Lumens,
 - Barwa światła: 4500°K* (neutralna biel),
 - Wskaźnik oddawania barw: IRC 95/100,
 - Zużycie energii elektrycznej: 6,5 W,
 - Wyrób medyczny klasy 1,
 - Żywotność diod LED: minimum 50 000 godzin,
 - Ochrona elektryczna: klasa izolacji II,
 - Normy: IEC 60 601 -1/ -2-41 IEC 60 598-2-25,
 - Długość kabla zasilającego: 3 metry,
 - Dostępne kolory : biała,
- Gabaryty:
 - Wymiar głowy lampy: 100 x 110 mm,
 - Elastyczne ramię: 650 mm, 1140 mm,
 - Wymiar podstawy: 69 x 69 x 115 mm,
 - Waga: 1,5 / 2,4 kg,
 - Odstęp międzyosiowe (4 otwory w podstawie lampy): 54,5 mm,
- **Standardowa długość lampy to 650 mm, za dopłatą można zakupić lampę o długości 1140 mm**
- Średnica pola świetlnego :
 - Duża wiązka 25 °:
 - Odległość 30 cm: 30 000 lux oświetlenie pola 15 cm,
 - Odległość 50 cm: 11 000 lux oświetlenie pola 25 cm,
 - Odległość 100 cm: 3 000 lux oświetlenie pola 35 cm,
 - Mała wiązka 10 °:
 - Odległość 30 cm: 110 000 lux oświetlenie pola 8 cm
 - Odległość 50 cm: 45 000 lux oświetlenie pola 15 cm,
 - Odległość 100 cm: 12 000 lux oświetlenie pola 25 cm,
- **Do lampy wymagane są dodatkowe akcesoria montażowe , do wyboru (za dopłatą):**
 - Stojak teleskopowy podstawa 60-100 cm metal biały, ciężki,
 - Stojak teleskopowy podstawa 60-100 cm metal biały, ciężki -wersja z hamulcami w 2 kółkach,
 - Stojak teleskopowy podstawa 90-130 cm metal biały, ciężki,
 - Stojak teleskopowy podstawa 90-130 cm metal biały, ciężki - wersja z hamulcami w 2 kółkach,
 - Zwyczajny zacisk - czarny,
 - Zacisk do szyn medycznych z pionowym wyjściem na lampę,
 - Uniwersalny zacisk,
 - Uchwyt ścienny,
 - Uchwyt ścienny ARM biały (2x40cm),
 - Uchwyt ścienny ARM biały (1x40cm),
 - Uchwyt na blat ARM biały (1x60cm),
 - Metalowa podstawa biała / szara,
 - Płytkę z metalową rurą na środku Ø16,
 - Płytkę z metalową rurą na krawędzi Ø16,
 - Płytkę na uchwycie ARM,
 - Gniazdo żeńskie z adaptacyjną płytką Ø 16 mm x 27,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 3 lata,

