



Łaźnia wodna LABOTECH W215 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 450 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Zakres pracy od 5° do 100°,
 - Wyświetlacz 4-cyfrowy led,
 - Zakres regulacji temperatury co 0.1°C,
 - Stabilność temperatury: $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$,
 - Pojemność komory: 5.7 l.,
 - 2 stanowiska,
- **W zestawie:**
 - Fizyczna instrukcja obsługi w języku polskim,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 18.5 x 33 x 23 cm,
- Waga: 4.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

