



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Inkubator laboratoryjny LOVIBOND TC135S (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 270 VA,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Regulacja temperatury w zakresie: od 2°C do 40°C, w krokach co 0.1°C,
 - Pojemność: 135 l.,
 - Wygodne wewnętrzne gniazda zasilające 230V umożliwiają korzystanie z jednostek mieszających lub innych urządzeń elektrycznych bez otwierania drzwi i obniżania temperatury,
 - Wbudowany wentylatory osiowe: wydajność 320 m³/h,
 - Drzwi z wbudowanym zamkiem,
- **W zestawie:**
 - Fizyczna instrukcja obsługi w języku GER, ENG, FR, ESP, PT, TR,
 - Przewód zasilający,
 - 3 szt. – półki sitkowe,
 - Kluczyk,
- **Wymiary:**
 - Komory: 51 x 44 x 70 cm,
 - Całkowite: 60 x 60 x 85 cm,
- Waga: 39 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



