



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna strzykawkowa FRESINIUS KABI INJECTOMAT (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 5 nowych wbudowanych akumulatorów 6 V / 1.8 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 15 W,
- Pompa jednostrzykawkowa **FRESINIUS KABI INJECTOMAT** sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi,
- Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami różnych typów i objętości oraz różnych producentów,
- **Cechy:**
 - Wszechstronna pompa strzykawkowa z kalkulacją dawki,
 - Do prowadzenia leczenia farmakologicznego,
 - Zaawansowane funkcje, m.in. kalkulacja dawki w jednostkach masy, programowany bolus, dawka inicjująca,
 - Łatwa w użytkowaniu,
 - Intuicyjna obsługa,
 - Przejrzyste, interaktywne menu,
 - Wytrzymała i sprawdzona konstrukcja,
 - Biblioteka 50 leków,
 - Alarmy wizualne i dźwiękowa,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Zakres, szybkość dozowania w zakresie:**Od** 0.1 do 200 ml/h (inkrementacja co 0.1 ml/h) (do 1200 ml/h, programowalne),
 - Objętość wlewu: od 0.1 do 999.9 ml (inkrementacja co 0.1 ml),
 - Bolus ręczny: Od 50 do 1200 ml/h. (inkrementacja co 50 ml/h),
 - Niebieski, monochromatyczny graficzny wyświetlacz LCD o wymiarach 70 mm x 35 mm,
 - Automatycznie rozpoznawanie strzykawk: 5 / 10 / 20 / 30-35 / 50 / 60 ml.,
- **Pompa obsługuje strzykawki:**
 - BD PERFUSOR 50 ml.,
 - BD PLASTIPAK 50/30/20/10/5 ml.,
 - BD PLASTIPAK WWD 50/20 ml.,
 - BRAUN OMNIFIX 50 ml.,
 - BRAUN PERFUSOR 50/20 ml.,
 - CODAN 50/10 ml.,
 - DIDACTIC LINE 50 ml.,
 - DIDACTIC PERFUSION 50 ml.,
 - DISPOMED INFUSECT 50 ml.,
 - DISPOMED PERFUSECT 50 ml.,
 - FRESINIUS INJECTOMAT 50/10 ml.,
 - FRESINIUS P-SPRITILE 50 ml.,
 - ICOGAMMA PLUS 50 ml.,
 - SANPOL 50 ml.,
 - KABIFILL 50 ml.,
 - MAROOMED 50 ml.,
 - MOWOJECT 50/30/20/10/5 ml.,
 - PENTA 60/30/20/10 ml.,
 - PIC INDOLOR 50 ml.,
 - POLFA 50/20/5 ml.,
 - TERUMO 50/30/20/10/5 ml.,
 - TUTOJECT TYPET 50 ml.,
 - BRAUN OMNIFIX 30/20 ml.,
 - FRESINIUS MED.CARE 30 ml.,
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, FR, EN, DE, NR, SE, DU, IT, ES, GR, RU, HU, CS, SK, TR, RU, PT, BR,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 34.5 x 13.5 x 16 cm,
- Waga: 2.1 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

