



Pompa perystaltyczna MILLER MEDICAL 7554-95 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Cyfrowy mikroprocesorowy kontroler,
 - Silnik bezszczotkowy,
 - Regulacja obrotów w zakresie: 6 – 600 RPM/min.,
 - Liczba rolek: 3,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Sterownik nożny,
- Wymiary całkowite: 20 x 26 x 15 cm,
- Waga: 5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

