



Inkubator laboratoryjny MEMMERT BE 700 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1800 W,
- Inkubator **Memmert BE700** jest sterowany elektronicznie i ma cyfrowy wyświetlacz z możliwością regulacji temperatury,
- **Cechy:**
 - Regulator mikroprocesorowy PID z selektywną cyfrową specyfikacją wartości zadanych dla temperatury i czasów programu (czas opóźnienia włączania i wyłączania),
 - Cyfrowy wyświetlacz aktualnej temperatury oraz różne funkcje edycyjne,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Regulacja temperatury: od 30°C do 70°C,
 - Wahania temperatury: ± 0.5 °C,
 - Zintegrowany zegar czasowy,
 - Pojemność: 416 l.,
 - Konstrukcja zbudowana z stali nierdzewnej, kwasoodpornej,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku (PDF),
 - Przewód zasilający,
- **Wymiary:**
 - Wewnętrzne: 104 x 50 x 80 cm,
 - Zewnętrzne: 119 x 65 x 106 cm,
- Waga: 125 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

