



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor MINDRAY Datascope TRIO (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowany akumulator 11.1 V / 4400 mAh **-możliwość wymiany na nowy za dodatkową opłatą,**
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Przenośny monitor pacjenta **MINDRAY Datascope Trio** wykorzystuje moduł parametrów jako podstawę do pozyskiwania danych pacjenta,
- **Datascope Trio** posiada kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, który oferuje wyraźne wyświetlanie parametrów EKG, SpO2, NIBP oraz temperatury,
- **Trio** charakteryzuje się lekką konstrukcją, zintegrowanym hakiem i uchwytem na poręczy łóżka, wbudowanym zasilaczem i rejestratorem, dzięki czemu urządzenie jest wysoce przystosowane do użytku w wielu różnych oddziałach,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 8,4",
 - Rozdzielczość 800 x 600,
 - Funkcje standardowe obejmują 4 przebiegi, 3- lub 5-odprowadzeniowe EKG, SpO2, NIBP, temperaturę i oddech,
 - Wbudowany zasilacz umożliwiający bezpośrednie podłączenie do prądu przemiennego,
 - Szybkie i łatwe rozpoznawanie danych pacjenta,
 - Składane uchwyty z wbudowanym haczykiem w barierce łóżka,
 - **EKG:**
 - Typ: EKG 3- lub 5-odprowadzeniowe,
 - Wybór wzmocnienia: x0.25, x0.5, x1, x2,
 - Prędkość przesuwu: 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s,
 - Rozdzielczość: 1 bpm,
 - Dokładność: ± 1 bpm lub $\pm 1\%$, w zależności od tego, która wartość jest większa,
 - **NIBP:**
 - Zakres pulsu: 40 do 240 uderzeń na minutę,
 - Dokładność pomiaru tętna: ± 2 uderzeń na minutę lub 2%, w zależności od tego, która wartość jest większa,
 - Zakres ciśnienia skurczowego: Dorośli: 40 do 255 mmHg, dzieci: 40 do 200 mmHg,
 - Zakres ciśnienia rozkurczowego: Dorośli: 10 do 210 mmHg, Dzieci: 10 do 150 mmHg,
 - Zakres ciśnienia statycznego: od 0 do 325 mmHg,
 - **IBP:**
 - Kanał IBP odczytujący ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie,
 - Dokładność: ± 1 mmHg lub 2%, w zależności od tego, która wartość jest większa,
 - Wzbudzenie: 5 V DC, $\pm 2\%$ Minimalna rezystancja obciążenia wynosi 300 omów na przetwornik,
 - Rozdzielczość: 1 mmHg,
 - Zakres liniowy: -50 do +300 mmHg po zerowaniu,
 - Szum: 0.5 mmHg RTI, prąd stały do 15 Hz, impedancja źródła 300 O,
 - **SPO2:**
 - Typ: Masimo SET lub Nellcor,
 - Masimo,
 - Zgodność czujników: seria LNOP lub LNCS,
 - Zakres wyświetlania SpO2: od 1 do 100%,
 - Rozdzielczość SpO2: 1%,
 - Nellcor,
 - Zgodność czujników: seria OxiMax, MAX-A, MAX-AL, MAX-N, MAX-P, MAX-I, MAX-FAST, MAX-R, OxiCliq A, OxiCliq N, OxiCliq P, OxiCliq I, D-YS, D-YSE, D-YSPD, DS-100A, OXI-A/N i OXI-P/I,
 - Zakres wyświetlania SpO2: od 1 do 100%,
 - Rozdzielczość SpO2: 1%,
 - **Rejestrator / Drukarka:**
 - Zintegrowana drukarka jest drukarką paskową z maksymalnie 2 ścieżkami termicznymi,
 - Typ: Zwykły biały papier termiczny o szerokości 50.0 $\pm$ 0.1 mm,
 - Prędkość: 2 prędkości, 25 i 50 mm/sek.,
 - Skalowanie: $\pm 5\%$ skali ustawionej na wyświetlaczu dla pojedynczego śladu i 50% skali ustawionej na wyświetlaczu dla podwójnego śladu,
 - Tryby: 6, ręczny, alarmowy, interwałowy, zamrożone przebiegi, trend listy i trend graficzny,
- **Wyposażony w następujące moduły oraz okablowanie:**
 - EKG – Fabrycznie nowy przewód 3-odprowadzeniowy,
 - SPO₂ – Fabrycznie nowy czujnik firmy BIOGENESIS,
 - NIBP – Fabrycznie nowy mankiet z podwójnym przewodem powietrznym,
 - TEMP – Brak czujnika w zestawie (**możliwość doposażenia za dopłatą**),
- **Możliwość wyboru menu w języku: niemieckim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Fabrycznie nowy przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
 - Fabrycznie nowy czujnik SPO₂ firmy BIOGENESIS,
 - Fabrycznie nowy mankiet NIBP z podwójnym przewodem,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 24 x 17.5 x 23 cm,
- Waga: 4.8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

