



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Inkubator laboratoryjny MEMMERT BE 600 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1600 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Płynna regulacja temperatury w zakresie: od 20° do 70°C,
 - Płynna regulacja czasu: od 1 minuty do 999 godzin lub tryb pracy ciągłej,
 - Wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej,
 - Pojemność komory: 256 l.,
- Komora wyposażona w dwie tacki sitkowe z możliwością ich rozmieszczania,
 - Alarm zbyt wysokiej temperatury,
 - Wbudowany cyfrowy wyświetlacz temperatury,
 - Regulowany wlot świeżego powietrza,
 - Dodatkowe wewnętrzne szklane drzwi,
 - Wbudowany interfejs szeregowy RS 232,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Całkowite: 95 x 68.5 x 91.5 cm,
 - Wewnętrzne: 80 x 50 x 64 cm,
- Waga: 87 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

