



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG SAMSUNG UGEO G60 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 620 VA,
- Aparat **UGEO G60 Samsung Medison** zapewnia wysoki komfort pracy i pewną diagnozę dzięki doskonałej jakości obrazów diagnostycznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Rodzaje badań:**
 - Ginekologia: 3D / 4D,
 - Położnictwo: 3D / 4D,
 - **Tryby obrazowania:**
 - Tryb 2D,
 - Tryb M,
 - Color DOPPLER,
 - Pulsed Wave (PW) Spectral Doppler,
 - Power Doppler (PD),
 - Tryb obrazowania 3D/4D,
 - Tryby Dual,
 - Tryby Quad,
 - Tryby połączone,
 - Tryb równoczesny,
 - Tryb Zoom,
 - **Ogniskowanie:**
 - Ogniskowanie nadawania, maksymalnie 8 punktów (możliwość jednoczesnego wybrania 4 punktów),
 - Cyfrowe dynamiczne ogniskowanie odbioru (ciągłe),
 - Technologia wyświetlania: LCD,
 - **Ekran:**
 - 18.5" cala,
 - Rozdzielczość: 1366 x 768px,
 - **Ekran dotykowy:**
 - 10.1" cala,
 - Rozdzielczość: 1280 x 800px,
 - **Złącza sond:**
 - 4 aktywne porty sond,
 - **Sonda EVN4-9 (HS40):**
 - Zakres częstotliwości: 4.0 – 9.0 MHz,
 - Zastosowanie: położnictwo / ginekologia / urologia,
 - **Sonda VE4-8:**
 - Zakres częstotliwości: 4.0 – 8.0 MHz,
 - Zastosowanie: brzuch / położnictwo / ginekologia,
 - **Wejścia:**
 - DVD / Ethernet / HDMI / USB 2.0 / VGA,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, FR, ES, IT, RU, CN, PT, BR,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
 - Przewód zasilający,
 - Przewód BNC,
 - Przewód S-VIDEO,
 - Przewód uziemiający,
 - Sonda endowaginalna EVN4-9,
 - Sonda konweksowa VE4-8,
- Wymiary całkowite: 55 x 98 x 160 cm,
- Waga: 120 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

