



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat anestezyjologiczny DATEX OHMEDA ADU S5 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwedzkiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 4 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 2.3 Ah,
- **Datex Ohmeda ADU S5** wykorzystuje elektroniczne sterowanie zarówno podawaniem gazów, jak i parowaniem, co umożliwia pełne wykorzystanie automatycznego przechwytywania danych w zarządzaniu informacjami o opiece i minimalizuje ręczne sporządzanie dokumentacji,
- **Posiada jeden port dla kaset Aladin wraz z jednym kompatybilnym parownik w zestawie,**
- **Specyfikacja:**
 - **Funkcje pomiarów respiratora:**
 - VT: 20 - 1400 mL,
 - f: 2 - 60 bpm,
 - Ti/Te: 1:4,5, 1:3, 1:2,5, 1:2, 1:1,5, 1:1, 2:1,
 - PEEP: 2 - 20 mbar,
 - **Aparat posiada:**
 - Kompaktowy układ oddechowy pacjenta z czujnikiem tlenu, umieszczony na ruchomym ramieniu,
 - Ruchome ramię z mocowaniem na przewody pacjenta,
 - Demontowalny Ssak DATEX OHMEDA,
 - Listwy do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Błat o wymiarach powierzchni roboczej 44 x 30 cm,
 - Dwa uchwyty na butle z gazami,
 - Złącze Evac,
- Zasilany w gazy z centralnej instalacji: 2 x O₂, N₂O, 2 x AIR,
- Płynna manualna regulacja przepływu gazów: O₂, AIR, N₂O (manometry),
- **Wyposażony w:**
 - **Kardiomonitor DATEX - OHMEDA Model S/5:**
 - Obsługa za pomocą pokrętki nawigacyjnego ComWheel ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
 - Niestandardowe opcje wyświetlania umożliwiają przeglądanie oraz analizę danych w formacie graficznym i liczbowym, zestawienie pomiarów i trendów w czasie rzeczywistym, a także dowolną konfigurację każdego elementu ekranu - od krzywych po nazwy parametrów,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - Przekątna ekranu: 10,5",
 - Wymiary ogólne: 33 x 26 x 16 cm,
 - **Monitor respiratora DATEX OHMEDA S/5,**
 - **Parownik środków wziewnych dla sewofluranu DATEX OHMEDA ALADIN A-VSEVO:**
 - Typ wlewu: Quik Fill,
 - Pojemność maksymalna: 250 mL,
 - **Moduły:**
 - M - ESTP: moduł monitora pacjenta,
 - M - NIBP: moduł pomiaru ciśnienia,
 - M - CAIOV: moduł gazowy,
- Mobilny, na kółkach, w tym 2 z hamulcem,
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Wężę zasilające w gazy z końcówkami do wyboru przez klienta (AGA lub DIN),
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim(PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Układ oddechowy pacjenta,
 - Linia próbkująca do pomiaru gazów,
 - Przewód EKG 3-odporowadzeniowy,
 - Czujnik SPO₂,
- Wymiary: 100 x 75 x 141 cm,
- Waga: 163 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

