



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kaseta okulistyczna (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- **Kaseta okulistyczna** jest zestawem soczewek o różnej mocy, które wraz z oprawą próbną służą do badania wzroku oraz doboru odpowiednich okularów,
- Szkła sferyczne - 40 par soczewek dodatnich i ujemnych:
 - 0.25 D - 6.00 D, krok 0.25,
 - 6.00 D - 10.00 D, krok 0.50,
 - 10.00 D - 16.00 D, krok 1.00,
 - 16.00 D - 20.00 D, krok 2.00,
- Szkła cylindryczne - 20 par soczewek dodatnich i ujemnych:
 - 0.25 D - 4.00 D, krok 0.25,
 - 4.00 D - 6.00 D, krok 0.50,
- Soczewki pryzmatyczne: 12 sztuk,
- Soczewki dodatkowe: 15 sztuk (m. in. przysłony, filtry),
- **Brak jednej soczewki w zestawie: 0.50,**
- **W zestawie:**
 - Oprawa próbna:
 - Posiada miejsca na cztery pary soczewek,
 - Średnica pasującej soczewki: Ø 38 mm,
 - Regulacja długości zauszników, rozstawu, noska oraz PD,
 - 2 szt. pupilometr do mierzenia rozstawu źrenic,
 - 2 szt. mocowania pupilometru,
 - Walizka z szyfrowanym zamkiem,
 - Ściereczka do soczewek,
- Całość zestawu umieszczona w estetycznej, przenośnej walizce zamykanej na kod,
- **Oprawa próbna posiada ślady użytkowania nie wpływające na komfort użytkowania,**
- Wymiary całkowite: 58 x 35 x 7 cm,
- Waga: 2.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

