



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół zabiegowy SCHMITZ VARIMED (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2018 r.)
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze pomarańczowym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Stół zabiegowy **SCHMITZ VARIMED** posiada szeroki zakres regulacji wysokości umożliwia ergonomiczną pracę na odpowiedniej wysokości. Specjalnie ukształtowana dolna część zapewnia wystarczającą przestrzeń na nogi,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Manualna regulacja:**
 - Wysokości w zakresie: 49 – 91 cm,
 - Pochylenia zagłówka: -33° / 0° / +33°,
 - System naprowadzania kół jezdnych,
- **Stół zabiegowy mobilny na 4 kółkach hamujących (wbudowany hamulec centralny),**
- **W zestawie:**
 - Demontowalny wieszak na papier,
- **Tapicerka posiada normalne ślady użytkowania,**
- **Wymiary:**
 - Leża: 66 x 144 x 8 cm,
 - Zagłówka: 66 x 51 x 8 cm,
 - Całkowite: 66 x 197 x 49/91 cm,
- Maksymalny udźwig: 225 kg,
- Waga: 98 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



