



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG ALOKA F31 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej, (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 700 VA,
- **Hitachi Aloka F31** łączy w sobie funkcje wydajnościowe i ergonomię gwarantujące efektywny przepływ pracy,
- Elastyczna konsola operacyjna oraz regulowany monitor operatora łączy w sobie wysoką łatwość użytkowania, komfort oraz mobilności,
- Wysoka wydajność i zaawansowane funkcje systemu umożliwiają Aloka F31 spełnianie wymagań w szerokim spektrum zastosowań klinicznych,
- **Cechy:**
 - Monitor można pochylić i obrócić o 330°. Zapewnia optymalny kąt widzenia dla wszystkich zastosowań,
 - Dzięki 90° obrotowej konsoli operacyjnej w prawo i w lewo oraz regulacja wysokości zapewnia operatorowi komfort pracy niezależnie od rodzaju przeprowadzanego badania,
 - Lekki, kompaktowy korpus platformy w połączeniu z dużymi kołami i tylnym uchwytem umożliwia operatorowi łatwe przemieszczanie oraz transport urządzenia,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Ekran:**
 - Wyświetlacz (1024 x 768 px) - LCD 15",
 - **Złącza:**
 - Analog Video Input/Output,
 - DICOM,
 - DVD External,
 - DVI-D,
 - Ethernet,
 - USB 2.0,
 - **Wbudowana drukarka,**
 - **Podstawowe funkcje:**
 - Adaptacyjne przetwarzanie obrazu (AIP) ,
 - Automatyczna optymalizacja,
 - Sterowanie B,
 - Harmoniczne szerokopasmowe (BbH),
 - Podwójny dynamiczny wyświetlacz (DDD) – obrazowanie zapewniające dzielone wyświetlanie symultaniczne,
 - Dynamiczny wyświetlacz w zwolnionym tempie (DSD) - obrazowanie zapewniające wyświetlanie symultaniczne w zwolnionym tempie,
 - Tryb M,
 - Przetwarzanie obrazu Silky (SIP),
 - Obrazowanie złożone przestrzenne (SCI),
 - Echo harmoniczne tkanki (THE),
 - Skanowanie trapezowe,
 - **W kolorze:**
 - Tryb przepływu kolorów,
 - eFLOW,
 - **DOPPLER:**
 - CW Color Doppler,
 - PW Color Doppler,
 - Automatyczne śledzenie DOPPLERA w czasie rzeczywistym,
 - **Funkcje serca:**
 - Moduł EKG,
 - FAM (Free Angular M-mode),
 - Obrazowanie tkankowe Doppler (TDI),
 - **Funkcje radiologii:**
 - Automatyczny pomiar IMT,
 - EFV (rozszerzone pole widzenia),
 - **Funkcje położnicze:**
 - Automatyczny pomiar NT,
 - Freehand 3D,
- **Urządzenie posiada wymieniony panel główny pochodzący z bliźniaczego modelu ALOKA HITACHI F37,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim, angielskim,
 - Przewód zasilający,
 - Dodatkowy monitor operatora AOC 185LM00021 z uchwytem ściennym,
 - Głowica konweksowa HITACHI UST-9123,
 - Głowica dopochwowa HITACHI UST-9124,
- Wymiary: 43 x 58 x 144.5 cm,
- Waga: 65 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

