



Endoskop laryngologiczny sztywny KARL STORZ 8700 CKA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Z zintegrowanym bocznym teleskopem HOPKINS: 70°,
 - Kąt widzenia: 50°,
 - Autoklawowalny,
 - Wbudowana transmisja światła światłowodowego,
- **W zestawie:**
 - Autoklawowalna kaseta KARL STORZ – ENDOSKOPE,
- Wymiary:
 - Średnica: 5.8 mm,
 - Długość: 19 cm,
 - Całkowite kasety: 10 x 32 x 4.5 cm,
- Waga: 1 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

