



Diatermia chirurgiczna EMED ES120 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 VA,
- **EMED ES 120** to aparat do elektrochirurgii z możliwością diatermii jednobiegunowej oraz dwubiegunowej wraz z regulacją mocy cięcia i koagulacji tkanek, świetnie tamującej krwawienie,
- **Zastosowanie:**
 - Dermatologia, medycyna estetyczna (cięcie i koagulacja tkanki, pajączki i teleangiektazje, epilacja),
 - Ginekologia (cięcie i koagulacja tkanki, konizacja, zabiegi typu LEEP, LLETZ),
 - Chirurgia (cięcie i koagulacja tkanki, zabiegi ambulatoryjne),
 - Inne specjalności medyczne,
- **Posiada następujące funkcje:**
 - Cięcie: 120 W (300 Ohm) 600 Vpp,
 - Koagulacja: 80 W (25 Ohm) 750 Vpp,
- Płynna regulacja mocy,
- Cyfrowe wyświetlacze nastawionej mocy,
- Foliowany, dotykowy panel sterowania,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewód elektrody monopolarnej z uchwytem ERGO PEN BOWA - 2 przyciski, trzonek 4 mm (brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),
 - Kabel do jednorazowej elektrody neutralnej, do Erbe, 4.5 m - BOWA (brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),
- Wymiary: 35 x 24 x 11 cm,
- Waga: 5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

