



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw klasy B MELAG CLINIKLAV 25 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 400 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 9000 W,
- Autoklaw **Melag Cliniklav 25** klasy B z własną wytwornicą pary,
- Przy konstruowaniu tego autoklawu szczególną uwagę zwrócono na krótkie czasy trwania poszczególnych cykli. Dzięki temu osiągnięto, oprócz redukcji kosztów pracy autoklawu, zmniejszenie liczby potrzebnych instrumentów znajdujących się na wyposażeniu szpitala lub kliniki,
- Posiadane instrumenty oraz tekstylia są w przeciągu bardzo krótkiego czasu gotowe do ponownego użycia,
- W przypadku programu uniwersalnego ładunek składający się z 15 kg instrumentów jest gotowy w przeciągu 56 min. do ponownego użycia (łącznie z fazą suszenia próżniowego). Stosując program szybki w przeciągu 14 minut otrzymuje się gotowe do użycia instrumenty,
- **Cechy:**
 - Komora wykonana ze stali nierdzewnej z precyzyjnie wykonaną powierzchnią uszczelniającą,
 - Wytwornica pary nie wymaga obsługi serwisowej,
 - Całkowite zasilanie elektryczne to 10 kW,
 - Wyjątkowa konstrukcja pozwala na uzyskanie krótkich czasów procesów,
 - Niewielka ilość elementów w urządzeniu zmniejsza do minimum potrzebę obsługi serwisowej i przeglądów,
 - Wbudowany zabezpieczający wyłącznik drzwiowy,
 - Samoczynny wyłącznik silnikowy,
 - Łatwo dostępne bezpieczniki sieciowe,
 - Wygodny, dobrze czytelny wyświetlacz, pokazujący informacje tekstowe,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Pojemność 81 l.,
 - Wbudowana wytwornica pary,
 - Wbudowana drukarka termiczna,
 - 6 programowalnych programów,
 - **Wbudowane programy:**
 - **Program uniwersalny:**
 - Temperatura sterylizacji: 134 °C,
 - Ciśnienie sterylizacji: 2.1 bar,
 - Czas pracy (bez suszenia) przy czasie sterylizacji 3.5 min.,
 - Start ciepły, 1 kg instrumentów: 25 min.,
 - Start ciepły, 15 kg instrumenty: 36 min.,
 - Czas suszenia: 20 min.,
 - **Program szybki:**
 - Temperatura sterylizacji: 134 °C,
 - Ciśnienie sterylizacji: 2.1 bar,
 - Czas pracy (bez suszenia) przy czasie sterylizacji 3.5 min.,
 - Start ciepły, 1 kg instrumentów: 14 min.,
 - Start ciepły, 15 kg instrumenty: 20 min.,
 - Czas suszenia: 15 min.,
 - **Program ochronny:**
 - Temperatura sterylizacji: 121 °C,
 - Ciśnienie sterylizacji: 1.1 bar,
 - Czas pracy (bez suszenia) przy czasie sterylizacji 16 min.,
 - Start ciepły, 1 kg tekstyliów: 40 min.,
 - Start ciepły, 15 kg tekstyliów: 56 min.,
 - Czas suszenia: 20 min.,
 - **Program PRION:**
 - Temperatura sterylizacji: 134 °C,
 - Ciśnienie sterylizacji: 2.1 bar,
 - Czas pracy (bez suszenia) przy czasie sterylizacji 20 min.,
 - Start ciepły, 1 kg instrumentów: 41 min.,
 - Start ciepły, 15 kg instrumenty: 56 min.,
 - Czas suszenia: 20 min.,
 - **Test Bowie & Dick,**
 - **Test próżniowy,**
 - **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - 2 x tacka na instrumenty medyczne,
 - 1 x koszyk na instrumenty medyczne,
 - 3 x wbudowany nowy filtr,
 - Dedykowany klucz do filtrów,
 - **Wymiary:**
 - Całkowite: 61.6 x 84 x 150 cm,
 - Komora robocza: 32 x 65 x 32 cm,
 - Waga: 197 KG,
 - **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
 - **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
 - **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

