



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny OLYMPUS OEV 262-H (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej, (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 112 VA,
- **MONITOR OEV-262H** o wysokiej rozdzielczości to 26-calowy monitor LCD z podświetleniem LED zapewniający optymalne korzystanie z systemu endoskopowego Olympus,
- **Cechy:**
 - 26-calowy panel LCD Full HD z podświetleniem LED, proporcjami obrazu 16:9, wysoką jasnością, wysokim kontrastem i obrazami o wysokiej gradacji,
 - Funkcje FLIP (takie jak odbicie lustrzane i obrót o 180°), które zapewniają przydatne wzory wyświetlania i układy monitora dla procedur,
 - Możliwość wyświetlania multimodalnego, w tym Picture in Picture (PIP), Picture out Picture (POP) i Clone Out1 z różnymi kombinacjami rozmiarów obrazu,
 - AIME (Advanced Image Multiple Enhancer) poprawia jakość obrazu poprzez zwiększenie rozdzielczości i redukcję szumów, co poprawia komfort oglądania obrazu w systemie endoskopowym Olympus,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Matryca LCD TFT-Si 26" (cali),
 - Rozdzielczość: 1 920 × 1080 pikseli (full HD),
 - Współczynnik kontrastu: 1400: 1,
 - Proporcja: 16: 9,
 - Kąt widzenia: 178 ° (poziomy i pionowy),
 - Liczba kolorów: 1,07 miliarda,
 - **Złącza wejściowe - wyjściowe:**
 - VIDEO BNC: IN/OUT,
 - S-VIDEO Y/C: IN/OUT,
 - HD15/VGA D-sub 15-pin: IN/OUT,
 - Złącze DVI (1): IN/OUT,
 - Złącze DVI (2): IN/OUT,
 - Złącze VGA 9-pin: RS 232C,
 - Złącze BNC/SDI-1: IN/OUT,
 - Złącze BNC/SDI-2: IN/OUT,
 - Złącze BNC Aux in: (HD / SD-SDI),
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, CHIN, IT, ESP, GER, FR,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 62.8 x 79.6 x 39.5 cm,
- Waga: 7.8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

