



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Cieplarka laboratoryjna BINDER ED 53 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1.20 kW.,
- **Suszarka ED 53** to urządzenia laboratoryjne z naturalnym obiegiem powietrza. Zapewniają podstawowe warunki suszenia, takie jak: długotrwałe utrzymywanie i precyzyjną kontrolę wysokiej temperatury,
- Technologia **APT.line** z systemem wstępnego ogrzewania powietrza, chroni przed utratą energii i skraca czas nagrzewania komory,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Suszenie oraz sterylizacja od 5°C do 300°C,
 - Naturalny obieg powietrza,
 - Funkcja **APT.line** zapewnia precyzyjną elektroniczną kontrolę temperatury,
 - Cyfrowe ustawienie temperatury z dokładnością do 1°C,
 - Zintegrowany timer w zakresie 99 godzin,
 - Alarmy wizualne po przekroczeniu wartości granicznych,
 - Niezależny system zabezpieczający przed przegrzaniem komory,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - 2 x półka w zestawie,
- Wymiary:
 - Zewnętrzne: 63.4 x 57.5 x 61.7 cm,
 - Wewnętrzne: 40 x 33 x 40 cm,
 - Półki wewnętrznej: 40 x 27 cm,
- Waga: 41 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

