



Stolik okulistyczny ANCAR GR-800 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji hiszpańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 900 W,
- Mobilny stolik okulistyczny **ANCAR GR-800** z możliwością regulacji wysokości w zakresie: 71 – 90 cm,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Błatu: 61 x 48 cm,
 - Całkowite: 61 x 48 x 71/90 cm,
- Waga: 29 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

