



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Aparat do karboksyterapii MEDIKA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2016 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 120 VA,
- Aparat **CARBOXYTHERAPY MEDIKA** przeznaczony jest do terapii z zastosowaniem dwutlenku węgla, stanowiąca istotny przełom w medycynie estetycznej ze względu na szerokie spektrum zastosowań i dużą skuteczność. Zabieg polega na śródskórnym lub podskórnym wstrzykiwaniu odpowiednich dawek dwutlenku węgla,
- **Zastosowanie:**
 - Zacienienia pod oczami,
 - Biorewitalizacja twarzy,
 - Biorewitalizacja dekoltu i szyi,
 - Wiotkość skóry (ramiona, brzuch, uda, pośladki),
 - Cellulit (ramiona, brzuch, uda, pośladki),
 - Nadmierna tkanka tłuszczowa (ramiona, brzuch, uda, pośladki),
 - Rozstępy,
 - Łuszczyca,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Tryby pracy:**
 - 23 gotowe programy zabiegowe,
 - Tryb manualny - możliwość dostosowania parametrów,
 - Dotykowy ekran: 8" cali,
 - Regulacja temperatury gazu: 20°C - 50°C,
 - Regulacja przepływu gazu: Od 40cc/m Do 200cc/m,
 - Regulacja dozy gazu: Od 5cc Do 5000cc
- **Systemy:**
 - **System GPC - Gas pressure control** - system elektronicznej kontroli ciśnienia gazu oraz zastosowanie medycznego reduktora CO2 (reduktor bezobsługowy),
 - **System PGH - Precise gas heating** - system podgrzewania gazu regulowany od 20°C do 50°C, znacząco zmniejsza odczucia bólowe podczas wykonywanego zabiegu,
 - **System AFC - Automatic flow control** - automatyczny system kontroli przepływu gazu umożliwia precyzyjną regulację dawkowania dwutlenku węgla w zakresie 40 cc do 300 cc,
 - **System AAV - Automatic air venting** - automatyczny system odpowietrzania urządzenia - całkowite pozbycie się powietrza z układu urządzenia minimalizuje ryzyko wystąpienia komplikacji pozabiegowych,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Reduktor,
 - Butla CO2,
- Wymiary: 40 x 40 x 97 cm,
- Waga urządzenia: 20 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

