



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do kriolipolizacji COOLTECH (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji hiszpańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Oprogramowanie: 18.16,
- Kriolipoliza to kontrolowane chłodzenie komórek tłuszczowych w celu ich lipolizy- rozpadu pod wpływem odpowiednio niskiej temperatury. Tkanki tłuszczowe znajdujące się pod naszą skórą składają się z nasyconych kwasów tłuszczowych i są szczególnie wrażliwe na działanie niskich temperatur. Można je wyeliminować już przy temperaturze +5 °C,
- **COOLTECH** działa na zasadzie mechanizmu działania opartego na zasadzie wrażliwości komórek tłuszczowych (adipocytów) na zmiany temperatury, w którym zamrożenie tkanki tłuszczowej powoduje kontrolowane zniszczenie komórek (apoptozę adipocytów),
- **Cechy:**
 - Kriolipoliza bez operacji,
 - Konturowanie całego ciała,
 - Leczy wszystkich pacjentów i wszystkie obszary ciała,
 - Dwie jednocześnie końcówki ręczne,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Dotykowy ekran: 10.4" cała,
 - Maksymalna ciągła próżnia: 250 mbar,
 - Zakres regulacji podciśnienia: Od -100 mbar do -250 mbar,
 - Maksymalna moc chłodzenia: 160 W.,
 - Moc chłodzenia: 90 W,
 - Minimalna temperatura chłodzenia: -8°C,
 - Czas programu: Od 35 do 70 minut,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, ES, PL, FR, BU, IT, GR, TR, CS, RU, SL,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku:,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 2x strzykawka do napełniania chłodzenia,
 - **Głowice:**
 - Straight HP 1,
 - Straight HP 2,
 - Tiny HP,
- Wymiary: 44 x 54 x 55 cm,
- Waga: 39 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

