



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stolik okulistyczny K2 TABLES K2-230C (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2450VA,
- **Stolik okulistyczny K2** zapewnia stałą oraz solidną konstrukcję, która daje pewność oraz poczucie komfortu. Jest on regulowany pod względem wysokości – technologia ACP zapewnia najwyższe standardy wydajności i niezawodności,
- Wbudowane 4 gniazda na przewód zasilający do swobodnego podłączenia urządzeń znajdujących się na stoliku,
- Wbudowana plastikowa półka z na akcesoria okulistyczne z dwoma wysuwanymi szufladami,
- Swobodna elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 79 - 100 cm,
- Stolik mobilny na 4 kółkach (2 hamujące),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
 - 1 x nowy przewód zasilający 110 V,
 - 1 x nowy przewód zasilający 230 V,
 - 2 x nowy przewód zasilający oprzyrządowanie,
 - 4 x montowane stópki do podstawy stołu,
 - Zestaw zapinek plastikowych do okablowania,
- Wymiary:
 - Błatu: 91 x 61 cm,
 - Całkowite 91 x 61 x 94/115 cm,
- Maksymalny udźwig: 125 KG,
- Waga: 43 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

