



Pompa do irygacji laparoskopowej AESCULAP FLUID 3 PG-070 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 36 VA,
- **Fluid 3** to wysokowydajna pompa do irygacji do laparoskopii,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Max. Moc sfluowania i ssania: 400mmHg,
 - Przepływ: 0- 1.8 ml / min.,
 - Bardzo łatwy w obsłudze system,
 - Pompa kontrolowana ciśnieniem,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 14 x 22 x 32 cm,
- Waga: 6 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

