



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa do znieczulania tumescencyjnego NOUVAG DISPENSER DP 20 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 20 VA,
- **DISPENSER DP 20** to uniwersalna pompa używana do znieczulenia tumescencyjnego w procedurach endowaskularnych, liposukcji i innych,
- Intuicyjna w obsłudze,
- Wyposażona w stabilny uchwyt oraz metalowy statyw do zawieszenia butelki z płynem tumescencyjnym,
- Płynna, precyzyjna regulacja prędkości przepływu za pomocą potencjometru w zakresie 0 - 100%,
- Przełącznik nożny Vario pozwala na włączenie, wyłączenie oraz regulację prędkości przepływu bez konieczności przerywania pracy,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Przepływ: 0 - 22 L / h,
 - Maksymalna ciśnienie: 2.5 bar,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku: EN, DE, FR (PDF),
 - Statyw o wysokości 35 cm do zawieszenia butelki z płynem tumescencyjnym,
 - Przełącznik nożny Vario z przewodem o długości 250 cm,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Pompa ze statywem: 26,5 x 28 x 50 cm,
 - Załącznik nożny: 22 x 7,5 x 6 cm,
- Waga: 6 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

